

SECCIÓN 1. DATOS DEL PRODUCTO Y FABRICANTE:

Nombre del producto:	AGAR DE MAC CONKEY
Otros medios de identificación:	No existe información disponible
Uso:	Medio selectivo para el aislamiento e identificación de enterobacterias.
Número de catálogo:	1019, 1019-E, 1019-A, 1019-B
Fabricante y proveedor:	DIBICO, S.A. de C.V. Planta y Oficinas: Av. Interceptor Poniente 71 Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México C.P. 54730, México. Teléfono: +52 55 5786-1349 Página de internet: www.dibico.com Correo electrónico: atencion.clientes@dibico.com

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:

Clasificación de la sustancia o mezcla:

Peligros físicos: NA

Peligros para la salud:

a) Toxicidad aguda: categoría 5

Palabra de advertencia: Atención

Indicación de peligro por vía de ingreso al organismo: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión

b) Corrosión/irritación cutánea: categoría 3

Palabra de advertencia: Atención

Indicación de peligro: H316 Provoca una leve irritación cutánea

Consejos de prudencia:

P101 Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.

P103 Leer la etiqueta antes del uso

P301+P331 En caso de ingestión. No provocar el vómito

P411 Almacenar a temperatura ambiente a no más de 30 °C.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES:

Ingredientes peligrosos:

Ninguno clasificado como peligroso



SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos	Lavar con abundante agua
Piel	Lavar con agua y jabón
Ingestión	No provocar el vómito. Haga que la persona beba de 2 a 3 vasos de agua para diluir el producto. En todos los casos consulte al médico indicando el nombre y componentes del producto.

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:

Medio de extinción apropiado	Agua, espuma, dióxido de carbono, polvo químico.
------------------------------	--

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL:

Precauciones personales	Usar el equipo y ropa adecuado (Mascarilla, gafas, guantes, botas, etc.)
Derrame	Colocar en recipientes adecuados, para su recuperación o eliminación. Una vez retirado el producto, lavar el área con abundante agua

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAJE:

Manipulación	EVITE FORMAR NUBES DE POLVO, EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y ROPA.
Almacenaje	CONSERVESE BIEN CERRADO A TEMPERATURA AMBIENTE A NO MÁS DE 30°C EN UN LUGAR SECO. PROTÉJASE DE LA LUZ SOLAR.

SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección respiratoria	Cubre bocas
Protección manos	Guantes de material plástico
Protección ojos	Lentes de seguridad
Protección corporal	Uniforme de laboratorio



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia	Polvo fino, amarillo a rosa.
Olor	No existe información disponible
pH	7.1 ± 0.2 (5.0 g en 100 mL de agua purificada, destilada o desionizada)
Punto / Rango de fusión	No existe información disponible
Punto/Rango de ebullición	No existe información disponible
Punto de ignición	No existe información disponible
Tasa de evaporación	No existe información disponible
Inflamabilidad	No existe información disponible
Presión de vapor	No existe información disponible
Densidad de vapor	No existe información disponible
Gravedad específica	No existe información disponible
Solubilidad en agua	5.0 g en 100 mL de agua purificada, destilada o desionizada.
Coeficiente de partición (n-Octanol/Agua)	No existe información disponible
Temperatura de autoignición	No existe información disponible
Viscosidad	No existe información disponible
Propiedades explosivas	No existe información disponible
Propiedades oxidantes	No existe información disponible
Otra información	No existe información disponible



SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Reactividad	No existe información disponible
Estabilidad	El producto es estable durante su periodo de caducidad bajo las condiciones de almacenamiento adecuadas
Posibilidad de reacciones peligrosas	No se conocen reacciones peligrosas si el producto es usado dentro del propósito de uso.
Condiciones que deben evitarse	Evitar la humedad, la luz solar directa y contacto prolongado con el medio ambiente.
Materiales incompatibles	No existe información disponible
Productos de descomposición peligrosos	No existe información disponible

SECCIÓN 11. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

Toxicidad aguda	Bajo nivel de toxicidad aguda.
Irritación ocular	El grado de irritación no es suficiente para clasificarlo como irritante ocular.
Irritación de la piel	El grado de irritación no es suficiente para clasificarlo como irritante de la piel.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN SOBRE LA ECOLOGÍA:

Ecotoxicidad	No existe información disponible
Persistencia y degradabilidad	No existe información disponible
Potencial de bioacumulación	No existe información disponible
Movilidad en el suelo	No existe información disponible
Otros efectos adversos	No existe información disponible



SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN:

Consideraciones	No es un desecho peligroso, desechar de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico - infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo
-----------------	---

SECCIÓN 14. TRANSPORTE:

ONU	No clasificado
Designación oficial de transporte de las naciones unidas	No existe información disponible
Clase de peligros en el transporte	No existe información disponible
Grupo de embalaje / envasado	No existe información disponible
Precauciones especiales para el usuario	No existe información disponible
Transporte a granel	No existe información disponible

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Frases de riesgo	No aplicable
Frases de seguridad	No aplicable

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES INCLUIDAS:

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.