

SECCIÓN 1. DATOS DEL PRODUCTO Y FABRICANTE:

Nombre del producto:	AGAR DE SOYA Y TRIPTICASEINA.
Otros medios de identificación:	No existe información disponible.
Uso:	Para el aislamiento de microorganismos exigentes y no exigentes, pruebas de límite microbiano a partir de diversas muestras, útil para la conservación de cepas microbianas.
Número de catálogo:	1025, 1025-E, 1025-A, 1025-B, 1025-H
Fabricante y proveedor:	DIBICO, S.A. de C.V. Planta y Oficinas: Av. Interceptor Poniente 71 Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México C.P. 54730, México. Teléfono: +52 55 5786-1349 Página de internet: www.dibico.com Correo electrónico: atencion.clientes@dibico.com

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS:

Clasificación de la sustancia o mezcla:

Peligros físicos: NA

Peligros para la salud:

a) Toxicidad aguda: categoría 5

Palabra de advertencia: Atención

Indicación de peligro por vía de ingreso al organismo: H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión.

b) Corrosión/irritación cutánea: categoría 3

Palabra de advertencia: Atención

Indicación de peligro: H316 Provoca una leve irritación cutánea.

Consejos de prudencia:

P101 Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.

P103 Leer la etiqueta antes del uso.

P301+P331 En caso de ingestión. No provocar el vómito.

P411 Almacenar a temperatura ambiente a no más de 30°C.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES:

Ingredientes peligrosos:

Ninguno clasificado como peligroso.



SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS:

Ojos	Lavar con abundante agua.
Piel	Lavar con agua y jabón.
Ingestión	No provocar el vómito. Haga que la persona beba de 2 a 3 vasos de agua para diluir el producto. En todos los casos consulte al médico indicando el nombre y componentes del producto.

SECCIÓN 5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO:

Medio de extinción apropiado	No es combustible.
------------------------------	--------------------

SECCIÓN 6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL:

Precauciones personales	Usar el equipo y ropa adecuado (Mascarilla, gafas, guantes, botas, etc.)
Derrame	Colocar en recipientes adecuados, para su recuperación o eliminación. Una vez retirado el producto, lavar el área con abundante agua.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAJE:

Manipulación	EVITE FORMAR NUBES DE POLVO, EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y ROPA.
Almacenaje	CONSERVESE BIEN CERRADO A TEMPERATURA AMBIENTE A NO MÁS DE 30 °C EN UN LUGAR SECO. PROTÉJASE DE LA LUZ SOLAR.

SECCIÓN 8. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

Protección respiratoria	Cubrebocas
Protección manos	Guantes de material plástico
Protección ojos	Lentes de seguridad
Protección corporal	Uniforme de laboratorio



SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS:

Apariencia	Polvo fino homogéneo, Amarillo claro a amarillo.
Olor	No existe información disponible.
pH	7.3 ± 0.2 (4.0 g en 100 mL de agua purificada, destilada o desionizada.)
Punto / Rango de fusión	No existe información disponible.
Punto/Rango de ebullición	No existe información disponible.
Punto de ignición	No existe información disponible.
Tasa de evaporación	No existe información disponible.
Inflamabilidad	No existe información disponible.
Presión de vapor	No existe información disponible.
Densidad de vapor	No existe información disponible.
Gravedad específica	No existe información disponible.
Solubilidad en agua	4.0 g en 100 mL de agua purificada, destilada o desionizada.
Coeficiente de partición (n-Octanol/Agua)	No existe información disponible.
Temperatura de autoignición	No existe información disponible.
Viscosidad	No existe información disponible.
Propiedades explosivas	No existe información disponible.
Propiedades oxidantes	No existe información disponible.
Otra información	No existe información disponible.



SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Reactividad	No existe información disponible.
Estabilidad	El producto es estable durante su periodo de caducidad bajo las condiciones de almacenamiento adecuadas.
Posibilidad de reacciones peligrosas	No se conocen reacciones peligrosas si el producto es usado dentro del propósito de uso.
Condiciones que deben evitarse	Evitar la humedad, la luz solar directa y contacto prolongado con el medio ambiente.
Materiales incompatibles	No existe información disponible.
Productos de descomposición peligrosos	No existe información disponible.

SECCIÓN 11. CONTROL DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL:

Toxicidad aguda	Bajo nivel de toxicidad aguda.
Irritación ocular	El grado de irritación no es suficiente para clasificarlo como irritante ocular.
Irritación de la piel	El grado de irritación no es suficiente para clasificarlo como irritante de la piel.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN SOBRE LA ECOLOGÍA:

Ecotoxicidad	No existe información disponible.
Persistencia y degradabilidad	No existe información disponible.
Potencial de bioacumulación	No existe información disponible.
Movilidad en el suelo	No existe información disponible.
Otros efectos adversos	No existe información disponible.



SECCIÓN 13. ELIMINACIÓN:

Consideraciones	No es un desecho peligroso, desechar de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico - infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo.
-----------------	--

SECCIÓN 14. TRANSPORTE:

ONU	No clasificado.
Designación oficial de transporte de las naciones unidas	No existe información disponible.
Clase de peligros en el transporte	No existe información disponible.
Grupo de embalaje / envasado	No existe información disponible.
Precauciones especiales para el usuario	No existe información disponible.
Transporte a granel	No existe información disponible.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA:

Frases de riesgo	No aplicable.
Frases de seguridad	No aplicable.

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES INCLUIDAS:

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.